

<TOTOのバスリフト・浴室すのこ・トイレリフト・ベッドサイド水洗トイレ・ウォシュレット付補高便座選定ための特長>

設置場所	介護保険品目	商品	対象者 使用想定	特長 キーワード	選定の理由（参考文）
浴室	移動用リフト（レンタル）	 バスリフト	・浴槽に入り出すのに介助が必要な方	<ul style="list-style-type: none"> ・座面の電動昇降 ・家族配慮（座面の取り外し可能） ・自宅入浴 ・施工不要（電源、取付け共に） 	<p>浴槽への出入り、浴槽内の立ち上がり介助の軽減がはかれる。自宅での入浴が安心してでき、ゆっくりと湯船に浸ることができる。</p> <p>浴槽内に最下部までシートが降りるので体が浸かった状態で安心した入浴ができる。</p> <p>トランスファーボード（別売）とセットで使用することで洗い場からの移乗がしやすくなる。</p> <p>浴槽の上に置くだけなので施工不要であり、設置スペースを取らない。設置スペースが小さいため介助スペースも確保し易い。電源はバッテリーのため、電気工事をせずに設置できる。</p> <p>リモコンの操作で電動で座面が昇降するので介助がし易い。</p>
	浴室すのこ（福祉用具購入）	 浴室すのこ「カラリ床」	<ul style="list-style-type: none"> ・浴槽の入り口に段差があって不安な方 ・水まわり用車いすの出入りが大変な方 	<ul style="list-style-type: none"> ・水はけ良好（カラリ床搭載） ・冷たさ緩和 ・滑り難さ 	<p>浴室の出入り口段差を解消できる。TOTOカラリ床を搭載しているため、すのこの水たまりを解消し翌朝には床が乾く。冬場でも足が冷たく感じにくい表面形状なので身体に負担がかからない。</p> <p>すのこに残った水がカラリ床なら溝から排水される構造であるため表面が滑りにくい。</p> <p>段差が解消されているのでシャワーキャリーなどで浴室に行くことができる。</p>
トイレ	腰掛便座（福祉用具購入）	 トイレリフト	<ul style="list-style-type: none"> ・立ち座りが大変な方 ・トイレ介助が大変な場合の介助支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・便座の電動昇降 ・斜め昇降、垂直昇降の切り替え。高さ上限は2段階 ・途中停止可能 ・はねあげ式アームレストはアプローチ、介助に便利 	<p>便座が電動で昇降しトイレの立ち座りの困難を解消する。排泄を自立したい方の立ち座りをサポートする。</p> <p>排泄介助の負担が軽減されます。</p> <p>身体状況に合わせ、途中で座面を自由な位置で止めることができ補高便座では立ち座りの困難が改善が図れない場合でもトイレリフトは有効な場合がある。</p>
	腰掛便座（福祉用具購入）※水洗ポータブルトイレが含まれました	 ベッドサイド水洗トイレ	<ul style="list-style-type: none"> ・一人でトイレまで行けない方 ・ベッドからトイレまで行くのに介助が必要な場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・ベッドサイドに水洗トイレが設置できる ・施工はおよそ1日 	<p>ベッドサイドに水洗ポータブルトイレを設置することで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排泄の自立が促進されます ・移動時の転倒事故の不安が解消されます。 ・排泄介助の負担が軽減されます。 ・汚物処理の負担が軽減されます。 ・臭いなどの問題が解消され気兼ねなくトイレができます。
	補高便座（福祉用具購入）	 ウォシュレット付補高便座	<ul style="list-style-type: none"> ・立ち座りが大変な方 	<ul style="list-style-type: none"> ・便座の補高 ・お尻の清潔さ向上 	<p>座面の高さを上げて膝関節の負荷を軽減する。</p> <p>ウォシュレットを利用することでお尻の衛生を保つことができ既設便器へ設置できる。</p> <p>身体状況に応じて補高タイプを選択できる。</p> <p>トイレの立ち座りの困難を解消する。</p>